

よくあるご質問

個人防護具 (Personal Protective Equipment(PPE))

○ **使用期限を超過した N95 レスピレーターを使用することは可能か？**

使用期限を超過した N95 レスピレーターを使用することは推奨できません。メーカーとしては使用期限である製造後 5 年間について、N95 やサージカルマスクのフィルター性能の有効性の検証をしています。フィット性やシール性に影響するストラップやノーズワイヤーの経年劣化についても 5 年間の検証データを確認しています。また、N95 レスピレーターは、NIOSH で規定されているフィルター性能についても使用期限内において確認しています。

○ **HALYARD* N95 レスピレーターは再使用（リユース）可能か？**

できません。ハリヤードの N95 レスピレーターは単回使用（シングルユース）です。N95 レスピレーターは病室を出た直後や患者ケア終了後、直ちに外して捨てていただくように設計しております。厚生労働省や CDC より現在 N95 レスピレーターが限られている現状をふまえて、使用延長についてのガイダンス [guidance document](#) を出していることは認識しています。これらのガイダンスは、医療現場の中で判断して使用延長を行う場合の目安として発行されていると認識しております。

○ **HALYARD* N95 レスピレーターを再生処理することは可能か？**

できません。ハリヤードの N95 レスピレーターは単回使用（シングルユース）です。ディスプレイ製品として設計されていますので、再生処理（洗浄、消毒、滅菌）ができるようには設計されていません。

○ **HALYARD* N95 レスピレーターはセルロースを含んでいるか？**

ハリヤードの N95 レスピレーターにはセルロース又はセルロースを含む素材は使用していません。厚生労働省および CDC より例外的な再生処理に関するガイダンスが発行されておりますが、当社の N95 レスピレーターは単回使用（シングルユース）であり、再生処理（洗浄、消毒、滅菌）ができるようには設計されていません。

○ **HALYARD* の滅菌ラップを手作りマスクとして使用できるか？**

慢性的なマスク不足の中、医療機関でのハリヤードの滅菌ラップを使った手作りマスクの使用が確認されていますが、当社製品の性能は適正使用においてのみ有効性を確認しております。ハリヤードの滅菌ラップの適応外使用は推奨できず、また、フェイスマスク等の作成を目的とした滅菌ラップの購入についてもご遠慮ねがいます。