



FLUID SHIELD FACE MASKS

フルイドシールドフェイスマスク



イアーループ

製品番号	1ケース入り数	PFE (微粒子ろ過効率) (0.1 μ m)	BFE (細菌ろ過効率) (3 μ m)	呼吸抵抗値 (Δ P/デルタP) (mm H ₂ O/cm)	液体バリア (mm Hg)
------	---------	--------------------------------	-----------------------------	--	------------------

フルイドシールド レベル1 イアーループマスク ラベンダー

25868	50枚入×10箱／500枚	≥98.4%	≥99.7%	<3.0	80
-------	---------------	--------	--------	------	----

ASTM 規格値を上回る通気性を確保

ASTM レベル1 ソーソフトインナー



バイザー・イアーループ

フルイドシールド レベル1 イアーループマスク バイザー付 ラベンダー

41798	25枚入×4箱／100枚	≥98.4%	≥99.7%	<3.0	80
-------	--------------	--------	--------	------	----

眼部を防護する曇り止め加工済バイザー付

ASTM レベル1 ソーソフトインナー 曇り止め フォームストリップ