



# FLUID SHIELD FACE MASKS

フルイドシールドフェイスマスク



イアーループ

| 製品番号 | 1ケース入り数 | PFE<br>(微粒子ろ過効率) (0.1 μm) | BFE<br>(細菌ろ過効率) (3 μm) | 呼吸抵抗値<br>(△P/デルタP) (mm H <sub>2</sub> O/cm) | 液体バリア<br>(mm Hg) |
|------|---------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------|
|------|---------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------|

## フルイドシールド レベル3 イアーループマスク

|       |               |        |        |      |     |
|-------|---------------|--------|--------|------|-----|
| 47107 | 40枚入×10箱／400枚 | ≥98.9% | ≥99.8% | <3.0 | 160 |
|-------|---------------|--------|--------|------|-----|

パワーガードテクノロジーと4層構造による高バリア性の確保

ASTM レベル 3   ソーソフトインナー   パワーガード   フォームストリップ



ヒモタイプ

## フルイドシールド レベル3 サージカルマスク

|       |              |        |        |      |     |
|-------|--------------|--------|--------|------|-----|
| 48207 | 50枚入×6箱／300枚 | ≥98.9% | ≥99.8% | <3.0 | 160 |
|-------|--------------|--------|--------|------|-----|

パワーガードテクノロジーと4層構造による高バリア性の確保

ASTM レベル 3   ソーソフトインナー   パワーガード   フォームストリップ



バイザー・イアーループ

## フルイドシールド レベル3 イアーループマスク バイザー付

|       |              |        |        |      |     |
|-------|--------------|--------|--------|------|-----|
| 47147 | 25枚入×4箱／100枚 | ≥98.9% | ≥99.8% | <3.0 | 160 |
|-------|--------------|--------|--------|------|-----|

眼部を防護する曇り止め加工済みバイザー付

ASTM レベル 3   ソーソフトインナー   パワーガード   曇り止め   フォームストリップ   ブラックストリップ



バイザー・ヒモタイプ

## フルイドシールド レベル3 サージカルマスク バイザー付

|       |              |        |        |      |     |
|-------|--------------|--------|--------|------|-----|
| 48247 | 25枚入×4箱／100枚 | ≥98.9% | ≥99.8% | <3.0 | 160 |
|-------|--------------|--------|--------|------|-----|

眼部を防護する曇り止めおよび乱反射防止加工済バイザー付。ブラックストリップが視野のまぶしさを軽減

ASTM レベル 3   ソーソフトインナー   パワーガード   曇り止め   乱反射防止   フォームストリップ   ブラックストリップ