

HALYARD* **PUREZERO*** Life Science Nitrile Gloves

WORK PURE. WORK PROTECTED.

ハリヤード ピュアゼロ ライフサイエンス グローブ

ハリヤード ピュアゼロ ライフサイエンス グローブは、実験室、研究環境、クリーンエリアでの使用向けに設計され、製薬、医療機器製造、バイオテクノロジー、食品加工[†]/ 取り扱い分野で応用されています。これらの分野における様々な面での確実な保護を可能にするため、以下を提供しています。

● 一貫した理科学研究業務の保護

- 厳格な品質基準
- 水密性 (ピンホール) 試験: AQL 1.0
- 試験の実施およびトレーサビリティ

● ユーザーの保護と快適性

- 業務や作業内容別に、厚みの違いによる2種の保護レベルから選択可能

● 安定したサプライチェーン

- 垂直統合型サプライチェーンを展開
- 20 年以上にわたるライフサイエンス用グローブの製造実績

ハリヤード ピュアゼロはお客様独自のニーズを確実に、責任をもってサポートいたします。

- 海外各拠点 - グローバルなサポート体制
- スムーズな製品切り替え - ドキュメンテーションおよびバリデーション
- 企業の社会的責任 - 強制労働や虐待の禁止

ピュアゼロ ライフサイエンス グローブの確かな保護性により、エラーや不正確な結果を招いたり、健康上の懸念などのリスクを軽減します。

[†] 食品衛生法 (厚生省告示第 370 号) 適合



ピュアゼロ マリン／マリンエクストラ ニトリルグローブ

ピュアゼロ マリン ニトリルグローブ					ピュアゼロ マリンエクストラ ニトリルグローブ				
製品番号	コード	サイズ	入数 / 箱	入数 / ケース	製品番号	コード	サイズ	入数 / 箱	入数 / ケース
48766	LFS111XS	XS	100	1000	48761	LFS121XS	XS	50	500
48767	LFS111SM	S	100	1000	48762	LFS121SM	S	50	500
48768	LFS111MD	M	100	1000	48763	LFS121MD	M	50	500
48769	LFS111LG	L	100	1000	48764	LFS121LG	L	50	500

物理特性

水密性 (ピンホール) 試験	1.0AQL ※1	引張強度 ※2 (老化前)	42MPa (ターゲット)
未滅菌	✓	引張強度 ※2 (老化後)	38MPa (ターゲット)
左右兼用	✓	最大伸張度 ※2 (老化前)	600% (ターゲット)
指先エンボス加工	✓	最大伸張度 ※2 (老化後)	550% (ターゲット)
天然ゴムラテックスフリー	✓	使用期限	3年
パウダーフリー	✓		

サイズ

	XS	S	M	L
マリン 全長 (cm/inch)	24 / 9.5	24 / 9.5	24 / 9.5	24 / 9.5
マリンエクストラ 全長 (cm/inch)	30.5 / 12	30.5 / 12	30.5 / 12	30.5 / 12
中指の長さ (mm)	72	78	82	86
手のひら (mm)	70	80	95	110
指先部の厚み (mm/mil)	0.15 / 6	0.15 / 6	0.15 / 6	0.15 / 6
手のひら部の厚み (mm/mil)	0.12 / 4.7	0.12 / 4.7	0.12 / 4.7	0.12 / 4.7
手首部の厚み (mm/mil)	0.10 / 4	0.10 / 4	0.10 / 4	0.10 / 4

ピュアゼロ ウルトラバイオレット ニトリルグローブ

ピュアゼロ ウルトラバイオレット ニトリルグローブ				
製品番号	コード	サイズ	入数 / 箱	入数 / ケース
48771	LFS511XS	XS	250	2500
48772	LFS511SM	S	250	2500
48773	LFS511MD	M	250	2500
48774	LFS511LG	L	250	2500

物理特性

水密性 (ピンホール) 試験	1.0AQL ※1	引張強度 ※2 (老化前)	20MPa (ターゲット)
未滅菌	✓	引張強度 ※2 (老化後)	17MPa (ターゲット)
左右兼用	✓	最大伸張度 ※2 (老化前)	530% (ターゲット)
指先エンボス加工	✓	最大伸張度 ※2 (老化後)	450% (ターゲット)
天然ゴムラテックスフリー	✓	使用期限	3年
パウダーフリー	✓		

サイズ

	XS	S	M	L
全長 (cm/inch)	24 / 9.5	24 / 9.5	24 / 9.5	24 / 9.5
中指の長さ (mm)	69	77	78	85
手のひら (mm)	76	86	98	107
指先部の厚み (mm/mil)	0.09 / 3.5	0.09 / 3.5	0.09 / 3.5	0.09 / 3.5
手のひら部の厚み (mm/mil)	0.07 / 2.8	0.07 / 2.8	0.07 / 2.8	0.07 / 2.8
手首部の厚み (mm/mil)	0.05 / 2	0.05 / 2	0.05 / 2	0.05 / 2

※1: Acceptable Quality Level (合格品質基準)

※2: 試験規格 ASTM D6319, EN 455-2

- 長さ、厚み等については製造上のばらつきによる誤差が生じることがあります。
- 本データシートは最新の情報に基づき、作成されています。継続的な改善のため、本製品の特性は予告なく変更される場合があります。



マリン 24cm
マリンエクストラ 30.5cm

指先部の厚み
0.15mm/6mil



57種類の
化学薬品に対して
耐性試験済



ウルトラバイオレット 24cm

指先部の厚み
0.09mm/3.5mil

HIGHER

保護レベル

LOWER

販売元

O&M Halyard Japan 合同会社

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー

Tel. 03-4565-4576 Fax. 03-4565-4574

Email: Customer_JPN@owens-minor.com Website: www.halyardhealthcare.com

* Registered Trademark or Trademark of O&M Halyard or its affiliates. ©2025 O&M Halyard International. All rights reserved.



HALYARD* is an Owens & Minor brand

MK-0300-03