

同時2重包装

クイックチェック

QUICK CHECK^{*}

同時包装で包装・開封時間を短縮

FEATURE 1

簡便に
素早くチェック

青と白の2色の生地が超音波圧着されており、破れや穴が生じた場合、その穴から裏面の異なる色の生地が見えるため、簡便に素早くチェックすることができます。

FEATURE 2

業務効率化を
実現

同時包装法により従来の連続2重包装法と同等の防御性能を維持しながらも、包装／開封にかかる作業時間を大幅に削減できます。

FEATURE 3

貸出器械の
識別が容易に

青と白に色分けされていることにより、反対の色で包むだけで特定のトレーを他のトレーと区別することが可能になり、滅菌物の識別が容易になります。

クイックチェック滅菌ラップ H200 (内容物重量: 0~2.7kg)

製品番号	サイズ(cm)	入数	梱包単位
34174	60×60	240	120×2
34175	76×76	144	48×3
34185	91×91	144	48×3
34186	101×101	120	24×5
34149	121×121	48	24×2

クイックチェック滅菌ラップ H300 (内容物重量: 2.7~4kg)

製品番号	サイズ(cm)	入数	梱包単位
34171	60×60	240	120×2
34173	76×76	144	48×3
34160	91×91	144	48×3
34189	101×101	96	24×4
34181	121×121	96	24×4
34182	137×137	48	24×2

クイックチェック滅菌ラップ H400 (内容物重量: 4~5.8kg)

製品番号	サイズ(cm)	入数	梱包単位
34183	60×60	120	60×2
34158	91×91	72	36×2
34184	101×101	72	24×3
34157	114×114	48	24×2
34145	121×121	48	24×2
34146	137×137	48	24×2
34191	137×182	24	12×2

クイックチェック滅菌ラップ H500 (内容物重量: 5.8~7.7kg)

製品番号	サイズ(cm)	入数	梱包単位
34199	91×91	72	36×2
34198	114×114	48	24×2
34148	121×121	48	24×2
34143	137×137	48	24×2
34179	152×152	24	12×2
34195	137×182	24	12×2
34196	137×228	24	12×2

クイックチェック滅菌ラップ H600 (内容物重量: 7.7~11kg)

製品番号	サイズ(cm)	入数	梱包単位
34151	91×91	72	36×2
34147	121×121	48	24×2
34142	137×137	48	24×2

