

同時2重包装+補強

スマートフォールド
SMART-FOLD*

ガイド付で簡単に包装

FEATURE **1**簡単に
素早くチェック

青と白の2色の生地で構成されており、破れや穴が生じた場合、その穴から裏面の異なる色の生地が見えるため、簡単に素早くチェックすることができます。

FEATURE **2**包装／開封が
容易

位置決めの指標線、固定用のベルクロ、開封用のプルタブなどの工夫により、誰でも簡単に包装・清潔展開が可能です。

FEATURE **3**貸出器械に
最適！


耐衝撃性のファブリックと3層の補強ゾーンは、重いトレーやセットを包む際、裂けたり破れたりするのを防ぐように設計されています。

スマートフォールド滅菌ラップ **H450** (内容物重量: 4~5.8kg)

製品番号	サイズ(cm)	入数	梱包単位	ラベルカラー
14324	55×114	72	24×3	■
14279	71×116	72	12×6	■
14268	101×119	48	12×4	■
14275	101×139	48	12×4	■
14313	121×154	48	12×4	■

スマートフォールド滅菌ラップ **H650** (内容物重量: 7.7~11kg)

製品番号	サイズ(cm)	入数	梱包単位	ラベルカラー
14277	101×139	48	12×4	■



① 位置決めの指標線により簡単に包装可能。補強ゾーンにもなっており、裂けや破れも防止します。



② サイドのタブにはベルクロがついており、折りたたんだからの固定が容易です。

③ 開封用のプルタブについている、サイズごとに色分けされたラベルカラーで、サイズを瞬時に把握可能です。