



SPECIALITY FACE MASKS

スペシャリティーフェイスマスク

ヒモタイプ



製品番号	1ケース入り数	PFE (微粒子ろ過効率) (0.1 μ m)	BFE (細菌ろ過効率) (3 μ m)	呼吸抵抗値 (Δ P/デルタP) (mm H ₂ O/cm)	液体バリア (mm Hg)
------	---------	--------------------------------	-----------------------------	--	------------------

アンチフォグ サージカルマスク 緑

49235	50枚入×6箱／300枚	≥99%	≥98%	<3.0	—
-------	--------------	------	------	------	---

マスク鼻当て部の内部にフィルムを装着し、鼻周囲の隙間をふさいでメガネの曇りを低減。
鼻当て部外側にもフィルムを装着、マスク外側を通じた呼気の上昇を防ぎ、メガネの曇りを低減

アンチフォグフィルム