



# STANDARD FACE MASKS

スタンダードフェイスマスク



製品番号	1ケース入り数	PFE (微粒子ろ過効率) (0.1 $\mu$ m)	BFE (細菌ろ過効率) (3 $\mu$ m)	呼吸抵抗値 ( $\Delta$ P/デルタP) (mm H <sub>2</sub> O/cm)	液体バリア (mm Hg)
------	---------	--------------------------------	-----------------------------	--	------------------



## ライトワン イアーループマスク 青

62356	50枚入×10箱／500枚	≥98%	≥98%	<2.0	—
-------	---------------	------	------	------	---

軽量で快適性と涼しさを追求



## ライトワン サージカルマスク 青

48100	50枚入×6箱／300枚	≥98%	≥98%	<2.0	—
-------	--------------	------	------	------	---

軽量で快適性と涼しさを追求