

整形外科用ドレープ

89276


手術用ドレープ (四肢用)

AAMI4

CONTROL* PLUSで補強
HEAD/EXTREMITY
LONGER ENDのスタンプ
表示で配置確認

(HEADの方が長く、EXTREMITYの方は、
四肢を置けるよう補強部分が広がっています)

1ケース入数：14



89279


手術用ドレープ (四肢用ユニバーサル)

AAMI4

CONTROL* PLUSで補強
SHORT54"/LONG70"
のスタンプ表示で配置確認

(SHORTは137cm、LONGは178cmと
なっており、LONG側に四肢を置けるよう、
補強部分が広がっています)

1ケース入数：14




89016

手術用ドレープ (下肢用ABC付)

AAMI4

CONTROL* PLUSで補強
人型スタンプで配置確認

1ケース入数：12




89291

手術用ドレープ (四肢用両側)

AAMI4

CONTROL* PLUSで補強

1ケース入数 : 14




77723

手術用ドレープ (パーティカルアイソレーション)

基布は透明ビニール
(プラスチック製)です。
着脱可能な透明ポケット
(19×29cm付)

1ケース入数 : 14



89271


手術用ドレープ (上肢用)

AAMI4

CONTROL* PLUSで補強
HEAD/EXTREMITY
LONGER ENDのスタンプ
表示で配置確認

(HEADの方が長く、EXTREMITYの方は、
上肢を覆えるよう補強部分が広がっています)

1ケース入数 : 14




77450

手術用ドレープ
(ハンドドレープ)

AAMI4

CONTROL* PLUSで補強

1ケース入数：11




89070

手術用ドレープ
(ビーチチェア
肩関節用ドレープ)

Instrument Pad Fabric
で補強

1ケース入数：10




89349※1

手術用ドレープ
(ヒップ用クリアポケット付)

AAMI4

CONTROL* PLUSで補強

1ケース入数：9



整形外科用ドレープ(ORTHOARTS*)

H-D (Heavy Duty) Fabric

ORTHOARTS*製品は全て、標準タイプの生地より75%厚くなっているH-D (Heavy Duty) Fabricを使用しています。特に重い器材を用いる際や、力のかかる手技に対応しています。


89345

手術用ドレープ (ポケット付ヒップ用 ORTHOARTS*)

AAMI4

CONTROL* PLUSで補強

1ケース入数 : 6




89278

手術用ドレープ (下肢用ORTHOARTS*)

AAMI4

CONTROL* PLUSで補強

1ケース入数 : 7




89267

手術用ドレープ (関節鏡用パウチ付 ORTHOARTS*)

AAMI4

CONTROL* PLUSで補強

1ケース入数 : 7




89272

手術用ドレープ (ハンドドレープ ORTHOARTS*)

AAMI4

CONTROL* PLUSで補強

1ケース入数 : 6



89347

手術用ドレープ (U型ORTHOARTS*)

AAMI4

CONTROL* PLUSで補強

1ケース入数 : 10

