

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器 開腹術用スポンジ 15085000

## ハリヤード O.R. Towels

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 体内に留置しないこと〔体内遺残のおそれがある〕
4. 電気メス等を近づけないこと〔引火するおそれがある〕
5. 本品の裁断等の加工を行わないこと〔繊維がほつれ使用中に脱落するおそれがある〕

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は綿の織布を縫製した製品である。

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収及び器官の擦過傷防止のため開腹中に身体内部で用いる器具である。

#### 【使用方法等】

1. 包装より本品を取り出して使用する。

#### 【使用上の注意】

##### ＜重要な基本的注意＞

- 1) 複数の患者には使用しないこと。
- 2) 開封したら速やかに使用すること。また、包装の破損したもの、開封済みのもの、または水ぬれしたものは使用しないこと。
- 3) 本品の二次的加工をしないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。
2. 有効期間・使用の期限  
包装材に記載のとおり〔自己認証（自社データ）による〕

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

O&M Halyard Japan 合同会社  
東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー12階  
TEL:03-4565-4576

