

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

ハリヤード O.R. Towels(X線造影糸入り)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 体内に留置しないこと〔体内遺残のおそれがある〕
4. 電気メス等を近づけないこと〔引火するおそれがある〕
5. 本品の裁断等の加工を行わないこと〔繊維がほつれ使用中に脱落するおそれがある〕

【形状・構造及び原理等】

本品は綿の織布を縫製した製品である。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で感知可能な成分を含有する器具である。

【使用方法等】

1. 包装より本品を取り出して使用する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 複数の患者には使用しないこと。
- 2) 開封したら速やかに使用すること。また、包装の破損したもの、開封済みのもの、または水ぬれしたものは使用しないこと。
- 3) 本品の二次的加工をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。
2. 有効期間・使用の期限
包装材に記載のとおり〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

O&M Halyard Japan 合同会社
東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー12階
TEL:03-4565-4576

