

サージカルガウン

AERO CHROME*

エアロクローム サージカルガウン

通気性と快適性を極限まで追求した 次世代サージカルガウン



通気性を 追求した背面

背面は軽くて通気性の高い
不織布を採用することで
快適性を追求しました。



低リントで リスク軽減

耐摩耗性に優れ、低リントで
感染リスクを軽減します。



快適性と バリア性を追求

高いバリア性能を提供しながら蒸気
を逃がす独自のCOOL SHIELD
CORE* technology²により、長時間
におよぶ手術中も着用者を快適に
防護できるよう設計されています。
また、破れにくく、手術中に柔軟な動き
が可能です。



ソフトフィットな 首周り

柔らかく快適な首周りの
デザインは、肌にフィット
しやすいため、隙間や露出
を低減します。



製品番号	品名	サイズ	入数
44673	エアロクロームAAMI4 L	L	32枚
44674	エアロクロームAAMI4 XL	XL	30枚



AAMI Level 4を満たした サージカルガウン³

液体やバクテリオファージなどへの防御性能を示すAAMIの最高基準Level 4を備えています。



独自のカラーと 次世代のデザイン

特徴ある生地の色合い、首周りのニット生地など次世代のデザインを感じさせるサージカルガウンを開発しました。



難燃性の高い不織布

手術室は火災の危険性もあります。ハリヤードは、長年「NFPA」の衣類基準（NFPA 702-1980）で最も安全性の高いClass 1の基準を満たした不織布を採用しています⁴。