

U字ドレープ


89301

手術用ドレープ
(U型スプリット)

AAMI4

CONTROL*で補強

1ケース入数：17




89311

手術用ドレープ
(ラージU型スプリット)

AAMI4

CONTROL* PLUSで補強

1ケース入数：11




89331

手術用ドレープ
(防水スプリットシート)

ポリエチレン製
固定用テープ付

1ケース入数：42



77582

手術用ドレープ
(歯科用インプラント)

歯科インプラント手術に必要な
ドレープやガウンなどを
セットにしたパック

1ケース入数：6

構成内容

製品名	サイズ (cm)	入数 (枚)
① 器械台カバー	110×110	2
② スーチャーバッグ	16.5×30	1
③ 吸水タオル	37×56	4
④ サージカルガウンM	M	1
⑤ サージカルガウンL	L	1
⑥ テープ付ドレープ	39×66	1
⑦ U字ドレープ	160×260	1



ドレーピング手順

まず、テープ付ドレープ(⑥)を
術野周りに展開し、その上から
U字ドレープ(⑦)を展開して開
窓部をつくります。



⑥⑦ドレーピング後(イメージ)


89381

手術用ドレープ
(バータイプ)

AAMI4

CONTROL* PLUSで補強

1ケース入数：18



BARドレープ